



## 改良 MRS 配套试剂使用说明书

**【货号】** P-133

**【用途】**

用于配制改良 MRS 琼脂培养基。

**【规格】** 5 套/盒

**【成分/每套】**

半胱氨酸盐酸盐                      50.0mg

莫匹罗星锂盐                        5.0mg

**【用法】**

每套（莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐各一支）添加于 100mL CM188A 基础中制成改良 MRS 琼脂培养基。半胱氨酸盐酸盐需用 0.5mL 无菌水溶解。

**【保存】**

2°C-8°C避光保存一年。

**【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,

在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。